

3-MAX coolShaping¹

C9PSCRPM01

APPAREIL MULTI-TECHNOLOGIES HAUTE PERFORMANCE



CRYO



RF



CAVITATION



DERMO-DÉPRESSION



ULTRASON



LED

Appareil ultra complet, le **3-MAX Coolshaping** allie une multitude de technologies pour une action minceur optimale. Entre cryo, radiofréquence, cavitation et ultrasons, réalisez des protocoles de soin sur-mesure avec 1 seul appareil.

Avantages

- Synergie de technologies : cryo, cavitation, radiofréquence corps et visage, dermo-dépression et LED
- Cryolipolyse et aspiration avec système de refroidissement type FREON
- 3 pièces à main cryo pour des zones d'application variées

Résultats

- Réduction des rides et des ridules
- Élimination des graisses localisées
- Remodelage du corps et perte centimétrique
- Réduit l'aspect de la cellulite


**CONSEILS
DE PRO**

Le 3-Max Coolshaping peut être combiné avec les produits cosmétiques Arosha et une séance de presso esthétique.

Caractéristiques techniques

Technologies	Cryo, RF, cavitation, ultrasons.
Cryo	Température réglable -5°C
Cavitation	38 kHz
Ultrasons	100 kHz
Radiofréquence	1 MHz / 2 MHz

Écran	15 inch color LCD, écran tactile
Poids	51 kg
Dimensions (L x l x h)	450 x 505 x 1330 mm
Certification	CE médical



Applicateur Corps et Visage :

- Soins corps et visage
- Dermo-dépression multifréquence
- LED 650 nm
- Cryo -5° C
- 3 dimensions disponibles

L'appareil est livré avec un applicateur cryo Moyen (applicateur Grand et Petit en option)



Applicateur Cavitation (inclus) :

- Soins corps
- Fréquence 36 KHz
- Surface d'application 12 cm²
- Multi impulsion



Applicateur Ultrasons (inclus) :

- Soins corps
- 100 KHz
- Surface 12 cm²
- Multi-impulsion



Applicateur RF Corps (inclus) :

- Soins corps
- RF hexapolaire 1 MHz
- Thermomètre intégré
- LED 633 nm



Applicateur RF Visage (inclus) :

- Soins visage, cou et zones ciblées
- RF Tripolaire 2 MHz
- LED 430 nm

* applicateur RF Moyen (visage et corps) en option

Cool pad



grand C1PSPC01
moyen C1PSPC02
petit C1PSPC03

Le Cool Pad est indispensable avec la technologie Cryo afin d'apporter plus de sécurité et d'efficacité. Sa composition permet une sensation plus confortable lors de l'aspiration et une meilleure pénétration du froid tout en étant plus uniforme. Il permet également de protéger la peau du froid pour une prestation sécurisée.


Cool liner




grand C1PSCL01
moyen C1PSCL02
petit C1PSCL03

Le Cool Liner est utilisé avec la technologie Cryo en complément du Cool Pad afin d'apporter plus de sécurité et de confort lors de la prestation. Cette fine feuille de plastique permet également un entretien et un nettoyage plus facile de l'appareil.

AVANT / APRÈS



Femme 32 ans - Après 2 séances



Femme 26 ans - Après 3 séances