

AlexStar

Red Edition

T2ALEXSTAR01

LA PLATEFORME LASER ALEX YAG DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR L'ÉPILATION



Pièces à main "PowerLine" : une puissance et une efficacité maximales avec une conception ergonomique.

ALEXSTAR RED EDITION® est un des lasers d'épilation les plus puissants sur le marché. Grâce aux longueurs d'onde Alexandrite et YAG (760 nm et 1060 nm), éliminez tous les types de poils sur toutes les couleurs de peau.

La puissance élevée et les impulsions courtes permettent des traitements très efficaces avec un confort maximal pour vos patients.

Refroidissement 360°

Spot homogène grâce au filtre Saphir breveté

Spot 3 cm² idéal pour toutes les zones

Ergonomique et légère



Re-découvrez les longueurs d'onde Alexandrite et YAG



PowerLine ALX

3 cm²
760 nm
5000 W



PowerLine YAG

3 cm²
1060 nm
4000 W

Efficace comme un ALEXANDRITE et YAG, économique comme un laser diode !



Indications

Épilation définitive⁽¹⁾ •

Avantages

- Technologie 100 % allemande, fabriquée par Asclepion
- Spot laser homogène au flash breveté : le seul flash efficace sur les poils fins, puissant et sécurisé même en mono-pulse
- Longueurs d'onde Alexandrite et YAG (760 nm et 1060 nm) pour cibler tous les types de poils et toutes les couleurs de peau
- Résultats optimaux en 5 à 8 séances
- Pièces à main légères pour un confort optimal
- Des soins sécurisés grâce à un système de refroidissement de la peau à 360°
- Traitement laser innovant sans utilisation de gel traditionnel
- Protection hygiénique unique pour les pièces à main

Réalisez vos soins en un temps record !

Gain de temps pendant les séances = Plus de patients traités = Rentabilité boostée



Spot homogène en mono pulse et mono glissé



Cadence élevée (rapidité du soin) = 3 à 400 pulses/ms



Taille des spots jusqu'à 3 cm



Système de refroidissement 360° intégré

Épilation du dos en moins de 5 min



Fini le gel !

SPRAY LASER SKIN CARE (T1SPRAYLASER)

- **Purifie** : Vaporisé sur la zone ciblée avant le début du traitement, il nettoie la peau en douceur.
- **Glisse** : Pendant le traitement, il assure un déplacement sans friction ni de sensation collante au niveau de la pièce à main sur la peau.
- **Répare** : Après la séance, l'excédant de produit peut être délicatement massé sur la peau, la laissant douce et hydratée, offrant ainsi un excellent soin post-laser.



CAPS HYGIÉNIQUES LASER (T8EPILABCAP)

Adaptés à toutes les pièces à mains, les Caps assurent une protection hygiénique pour le patient en plus de protéger les pièces à main et d'optimiser la transmission du laser sur la peau.

Caractéristiques techniques

Laser	Laser diode haute puissance, classe 4	Fréquence	Max. 9 Hz	Écran	Écran tactile LCD 10,1 pouces
Longueurs d'onde	760, 1060 nm*	Fluence	Max. 60 J/cm²*	Taille	41 x 71,5 x 97 cm
Puissance	Max. 5000 W*	Surface d'émission	Max. 3 cm²*	Poids	65 kg
Durée du Pulse	3 – 400 ms*	Modes	Basic, SmoothPulse	Certification	CE médical

* selon la pièce à main