

DERMAX

T2DERMAX

SYSTÈME 2 EN 1 : RADIOFRÉQUENCE ET MICRO-COURANTS



ÉLECTRO-STIMULATION



RF



1 applicateur micro-courants



3 applicateurs radiofréquence :

1 petit applicateur bipolaire pour les zones ciblées du visage



1 grand applicateur bipolaire pour les zones étendues du visage



1 applicateur matrix multipolaire pour les zones étendues du visage

CONSEILS
DE PRO

Fabriquée en Italie, cet appareil est idéal pour les soins anti-âge et le raffermissement cutané. Il combine les bienfaits de la radiofréquence et des micro-courants pour des résultats optimaux.

Avantages

- Affichage de l'efficacité par zone pendant le traitement
- Contrôle de l'intensité sur les applicateurs
- Applicateur radiofréquence matrix équipé de 37 microélectrodes d'émission
- Prise en main rapide

Résultats

- Réduction des rides
- Réduction des cernes et des poches
- Effet tenseur immédiat de la peau

Associé aux produits Arosha, Dermalmax garantit des résultats rapides et efficaces, visibles dès les premières séances, pour une peau plus ferme, tonique et éclatante.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES MICRO-COURANT

Tension maximale	20V
Fréquence porteuse	Entre 1,2 KHz et 1,8 KHz
Courant maximal	6mA avec protection de contrôle intégrée
Surface de travail	6 cm ²
Métal utilisé pour les parties appliquées	Acier inoxydable AISI 304

CARACTÉRISTIQUES RADIOFRÉQUENCE

Puissance	25W (avec contrôle de la température dans l'épiderme)
Fréquence	420 kHz
Grand applicateur visage	3,8 cm ²
Petit applicateur visage	0,785 cm ²
Applicateur Matrix	4,52 cm ²