

LASER ARIANE

T2LASERARNNG3 - T2LASARNNG3CO

1^{ERE} PLATEFORME FRANÇAISE
LASER & LUMIÈRE PULSÉE
UNIQUE AU MONDE



MADE IN
FRANCE



Flashez ici

Pour en savoir plus
sur Laser Ariane



Le **laser ARIANE** est la première plateforme française combinant les technologies LASER et lumière pulsée. Associant innovation, performance et sécurité, il a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels esthétiques et médicaux, le **laser Ariane** redéfinit les standards des solutions Laser et IPL.

Une exclusivité mondiale : la première plateforme alliant IPL à flash invisible et laser diode pour des traitements révolutionnaires.

Performance et Sécurité

- Technologie « Cooling Pipe » Pour le refroidissement du conduit optique LASER et IPL.
- Détecteur de contact intégré dans les applicateurs LASER et IPL (activation future selon réglementation).
- Précision énergétique, surpasse largement les exigences des normes (précision 5x meilleure).
- Refroidissement avancé pour maintenir les performances même en utilisation intensive.

Avantages

- Appareil conçu et fabriqué en France par Eurofeedback, labélisé french FAB par la BPI
- Plateforme Laser et IPL
- 1 appareil pour une multitude de soins : épilation définitive⁽¹⁾, soin anti-âge, soin anti-tache, soin anti-rougeur et anti-imperfection
- 3 applicateurs laser au choix + applicateurs IPL en option
- Efficace sur tous les types de poils et les phototypes 1 à 6
- Appareil intuitif et prise en main facile
- Design personnalisable : personnalisez entièrement le design de votre laser en y intégrant le visuel ou l'identité graphique de votre choix.
- Appareil disponible en illimité ou en mode Connect (avec recharge de shots laser).

Indications

- Épilation définitive ⁽¹⁾
- Photorajeunissement

Design et Ergonomie

- Nouvelle Interface plus intuitive ; choix des soins (LASER, SFL*/RSFL**, SR°/RSR°°). Gestion des clients, statistiques des soins, etc.
- Appareil silencieux grâce à un algorithme de gestion du bruit.
- Tiroir de rangement intégré.
- Ergonomie : 4 roulettes avec freins, une poignée à l'avant et une à l'arrière.

* SFL «super filtered light» : technologie brevetée exclusive pour des flashes quasiment invisible en lumière pulsée (pour l'épilation définitive).

RSFL : «rafale super filtered light» : même technologie avec le mode Rafale pour cibler les peaux bronzées et sensibles.

° SR «Skin rejuvenation» : soins de photorajeunissement (anti-âge, anti-tache, anti-rougeur et anti-imperfection).

°° RSR «Rafale skin rejuvenation» : soins de photorajeunissement en mode rafale - bientôt disponible

Technologie Avancée

- Intelligence Artificielle et Algorithmes avancés. Optimisation des soins en fonction du phototype, de la densité des poils et des conditions de traitement pour une personnalisation maximale.
- Technologie Dual Control Current Voltage (D2CV) Pour un contrôle optimal des flashes.
- Ajustement progressif des réglages en fonction des résultats obtenus sur chaque patient, offrant une personnalisation avancée des soins.
- Régulation intelligente de l'énergie (SRE). Algorithmes prédictifs ajustant en temps réel la puissance délivrée, optimisant la stabilité énergétique et optimisant la durée de vie des applicateurs LASER et IPL.
- Système d'auto-diagnostic intégré. Surveillance en continu des performances et envoi d'alertes pour l'entretien ou le remplacement des consommables. Diagnostic à distance.

3 APPLICATEURS LASER AU CHOIX

Applicateur	APPLICATEUR DIODE 2.5	APPLICATEUR DIODE 4	APPLICATEUR ND YAG
Longueur d'onde	755 / 808 / 1064 nm	808 nm	1064nm
Largeur de pulse	De 2 à 100 ms (selon applicateur et configuration)		
Fréquence de flashes	Max 10 Hz	Max 7 Hz	Max 10Hz (selon configuration)
Mode d'émission	Mono et balayage		
Surface d'émission	4 cm ²		
Fluence (densité d'énergie) max	20 J/cm ²		

APPLICATEURS LUMIERE PULSEE EN OPTION	PHOTORAJEUNISSEMENT (SR)	ÉPILATION DÉFINITIVE ⁽¹⁾ (SFL)
Longueurs d'onde	475 – 1400 nm (selon modèle)	
Largeur de pulse	De 2 à 95 ms (selon applicateur et configuration)	
Fréquence de flashes	Max 3 Hz (selon applicateur et configuration)	
Mode d'émission	Mono et multi impulsions	
Surface d'émission / longueur d'onde	3,5 cm ² / 475 – 1400 nm	7,5 cm ² / 665 – 1400 nm
Fluence (densité d'énergie) max	21 J/cm ²	20 J/cm ²

Caractéristiques techniques

Ecran	Tactile couleur 10,4 pouces
Logiciel suivi client et statistiques	Oui
Système de refroidissement	à eau, double radiateur
Tension alimentation	120 à 240V AC monophasé +/-10% 16A, 50/60Hz

Encombrement	41 x 70 x 185 cm (avec fouets) 41 x 70 x 113 cm (sans fouet)
Poids	70 kg
Certification	CE