

ulfit

T3PACKULFIT01

ULTRASONS FOCALISÉS POUR UN LIFT VISAGE & UN REMODELAGE CORPS OPTIMAL



1^{er} ultrason circulaire macrofocalisé du marché pour des soins corps plus rapides.

Grâce à la technologie HIFU (high intensity focus ultrasounds) dernière génération, **ULFIT** produit des ultrasons focalisés de haute intensité dans les couches cutanées de la peau sans endommager l'épiderme. Cette énergie focalisée active un effet thermique concentré stimulant la production de collagène et d'élastine. Les 6 cartouches visage et corps ciblent différentes profondeurs pour un lift visage et un remodelage corps performant.



Caractéristiques techniques

Technologies	HIFU (Ultrasons Focalisés de Haute Intensité)
Écran	Écran tactile
Puissance électrique	AC 100~240 V, 50 / 60 Hz

Pièces à main	1 pièce à main visage 1 pièce à main corps
Poids	10 kg
Dimensions (L x l x h)	450 x 500 x 270 mm
Certification	CE médical

Résultats

- Réduction des rides et ridules
- Redessine l'ovale du visage
- Lutte contre le relâchement cutané
- Remodelage de la silhouette
- Réduction de la masse grasseuse



Avantages

- 1er ultrason circulaire macrofocalisé du marché pour des soins corps plus rapides
- Mode «Pain Control» : système innovant de contrôle de la douleur pour optimiser le confort du client
- Ultrasons microfocalisés et macrofocalisés circulaires multi-profondeurs pour des résultats performants
- Pas d'effraction cutanée, alternative au lifting chirurgical




Pam visage - Technologie UMF

Ultrasons microfocalisés multi-profondeurs

Les cartouches visage émettent des ultrasons microfocalisés pour cibler le tissu sous cutané, apporter un effet liftant et redessiner l'ovale du visage.

3 cartouches permettent de cibler différentes profondeurs pour des résultats optimaux : 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm (3 tailles incluses avec l'appareil)



Pam corps - Technologie MFCU


Le premier ultrason circulaire macrofocalisé du marché

Les cartouches corps émettent des ultrasons circulaires macrofocalisés conçues pour cibler les régions les plus épaisses du corps afin de réduire les graisses et de remodeler la silhouette. La technologie In-Motion permet un gain de temps des séances.

3 cartouches corps permettent de cibler différentes profondeurs pour maximiser les résultats : 6 mm (en option), 9 mm (en option), 13 mm (inclue avec l'appareil)




Focus cartouche corps - Technologie des transducteurs



Largeur focale plus importante

Un transducteur plus large produit moins de douleur et une distribution précise lors du contact.



Contrôle de la douleur en option


Les clients peuvent choisir entre les modes «G» (Général) et «P» (Contrôle de la douleur) pour réduire considérablement les niveaux de douleur.

80%


Réduction de la douleur

L'ULFIT est conçu pour offrir des soins avec 80 % de douleur en moins.

AVANT / APRÈS



Femme 34 ans - Après 1 séance



Femme 34 ans - Après 3 séances